

Н-500 полуавтоматический анализатор мочи



Настольный, сухая химия, полуавтоматический, для средних лабораторий, простой

Полуавтоматический анализатор мочи Н-500 предназначен для лабораторий с небольшим и средним потоком исследований. Позволяет работать в режимах ручной или автоматической инкубации, имеет встроенную систему контроля качества, возможность работы с ЛИС.

Технические характеристики:

- *Производительность до 514 тестов в час*
- *Сенсорный экран*
- *Встроенный термопринтер*

- *Длины волн 525, 572, 610, 660 нм*
- *До 14 измеряемых физико-химических параметров (в зависимости от используемого типа тест-полосок)*
- *Архив - 5000 результатов*