

CS-T240Plus Автоматический биохимический анализатор для ветеринарии



Ветеринарный, Автоматический, настольный, универсальный, современный, для средних лабораторий

Анализатор CS-T240Plus представляет собой ветеринарный биохимический анализатор с внешним компьютером и возможностью приоритетного анализа проб. Имеет производительность 240 фотометрических тестов/час, с опциональным подключением ISE модуля. Максимально до 80 позиций для образцов и реагентов. Анализатор обладает автоматическим дозированием реагентов, предварительным нагревом, возможностью подключения к ЛИС. Он полностью имитирует и заменяет ручное управление, что не только повышает эффективность работы, но и уменьшает погрешность тестирования и повышает точность результатов тестирования.

Технические характеристики:

- *Производительность: до 240 фотометрических тестов в час, до 480 тестов в час с блоком ISE(опционально)*
- *Позиций для образцов: 40*
- *Позиций для реагентов: 80*
- *Длины волн: 340-800 нм, 12 шт.*
- *Реакционный объем: 150~450 мкл*
- *Объем реагентных флаконов: 20мл, 35мл, 70мл*
- *RS232 interface*