

CS-1200 Автоматический биохимический анализатор



Автоматический, напольный, высокопроизводительный, универсальный, современный, для крупных лабораторий

Биохимические анализаторы DIRUI имеют широкую панель исследований, включая желчные кислоты, цистатин С, цинк, гомоцистеин и т.д. Анализатор автоматический биохимический CS-1200 характеризуется удобным программным обеспечением, автоматизированной оптической системой, прецизионной гидравлической системой и электроникой. Обладает производительностью до 800 фотометрических тестов/час, с опциональным подключением ISE, общая производительность до 1260 тестов/час. Имеет 2 ротора по 67 позиций для реагентов. Есть возможность подключения к ЛИС. Работает с внешним компьютером с удобным пользовательским русифицированным интерфейсом. Есть сканер штрих-кода, функция перемешивания проб и автоматической промывки.

Технические характеристики:

- *Производительность: до 800 фотометрических тестов в час, до 1260 тестов в час с блоком ISE(опционально)*
- *Позиций для образцов: 140*
- *Позиций для реагентов: 2 ротора по 67 позиций*
- *Длины волн: 340-800 нм, 12 шт.*
- *Охлаждение блока реагентов: 5-15 0С*
- *Реакционный объем: 150~450 мкл*
- *Объем реагентных флаконов: 20мл, 70мл, 100мл*
- *Потребление воды: 25 Литров в час*
- *RS232 interface*