

DR-7000D Полуавтоматический биохимический анализатор



Настольный, полуавтоматический, для маленьких лабораторий, для поликлиник, для ФАП, простой

Анализатор биохимический DR-7000D представляет собой компактный полуавтоматический высокоточный прибор. Имеет 8 светофильтров, русифицированное меню. Есть возможность просмотра на экране кривых реакций. Удобный и понятный интерфейс для всех пользователей лаборатории.

Технические характеристики:

- *Производительность: до 30 фотометрических тестов в час*
- *Количество методик: до 200 с возможностью их добавления, редактирования и удаления*
- *Количество результатов измерений в памяти: 3000*
- *Оптическая система: интерференционные светофильтры 8 шт*
- *Длины волн: 340-630 нм*
- *Проточная кювета: Кварц, 32 мкл*
- *RS232 interface*