

ВСС-3900Vet Автоматический гематологический анализатор для ветеринарии



Ветеринарный, 3-Diff, Автоматический, настольный, средней производительности, универсальный, современный, для средних лабораторий

Анализатор автоматический гематологический ВСС-3900Vet – современный автоматический гематологический анализатор 3-diff с широким функционалом исследования, разработанный для исследования животных. В базу занесено 8 видов животных, а так же возможность создавать до 5и пользовательских типа. Имеет 21 параметр для отчета, 3 гистограммы. Простой и надежный в использовании.

Технические характеристики:

- *Производительность: до 70 образцов/час*

- *Типы животных: Собака, кошка, корова, лошадь, кролик, крыса, мышь, хорек, плюс 5 пользовательских типов*
- *Параметры: 21 параметр и 3 гистограммы*
- *Объем пробы: режим цельной крови 6 мкл, режим предварительно разбавленной крови 20 мкл*
- *Дисплей: 10,4-дюймовый сенсорный экран*
- *Габариты: 430 x 295 x 398 (мм) (Д x Ш x В)*
- *Вес: 25 кг*