

BCA-1000 Автоматический коагулометр для ветеринарии



Ветеринарный, Автоматический, настольный, средней производительности, современный, для средних лабораторий, коагулометр, гемостаз

Анализатор коагулометр BCA-1000 – современный автоматический коагулометр, позволяет исследовать ПТ, АЧТВ, ТВ, ФИБ, АТШ, D-Dim. Простой и надежный в использовании. Используя в работе метод с хромогенным субстратом - аналитическая система добивается высокой прецизионности и большей точности результата.

Технические характеристики:

- *Производительность: до 100 ПТ в час*
- *Позиций для образцов: 20*
- *Позиций для реагентов: 40*
- *Позиций для кювет: 72*
- *Объем пробы: 5~170 мкл*
- *Доступные методики: ПТ, АЧТВ, ТВ, ФИБ, АТШ, D-Dimer*