

CS-300B Автоматический биохимический анализатор



Автоматический, напольный, средней производительности, универсальный, современный, для средних лабораторий

Биохимические анализаторы DIRUI имеют широкую панель исследований, включая желчные кислоты, цистатин С, цинк, гомоцистеин и т.д. Анализатор автоматический биохимический CS-300B позволяет одновременно исследовать до 66 параметров, прост в эксплуатации и характеризуется удобным интерфейсом. Обладает производительностью до 300 фотометрических тестов/час, с опциональным подключением ISE до 300 тестов/час, двумя дозаторами: для образцов и для реагентов. Есть возможность подключения к ЛИС. Работает с внешним компьютером с удобным пользовательским русифицированный интерфейсом. Есть сканер штрих-кода, функция перемешивания проб и автоматической промывки.

Технические характеристики:

- *Производительность: до 300 фотометрических тестов в час, до 600 тестов в час с блоком ISE(опционально)*
- *Позиций для образцов: 115*
- *Позиций для реагентов: 67*
- *Длины волн: 340-800 нм, 12 шт.*
- *Охлаждение блока реагентов: 4-12 0С*
- *Реакционный объем: 150~450 мкл*
- *Объем реагентных флаконов: 20мл, 70мл, 100мл*
- *Потребление воды: 25 Литров в час*
- *RS232 interface*