

## **BF-6800 Автоматический гематологический анализатор**



Автоматический, 5-diff, настольный, средней производительности, универсальный, современный, для средних лабораторий

Анализатор автоматический гематологический BF-6800 – современный автоматический гематологический анализатор 5-diff с широким функционалом исследования. Имеет 24 параметра для отчета, 10 исследовательских параметра, 4 гистограммы и 1 скаттерграмму. Имеются режимы CBC и CBC + DIFF. Можно использовать как цельную, так и предварительно разведённую кровь. Имеется возможность подключения к ЛИС. Работает с внешним компьютером с удобным пользовательским интерфейсом. Есть сканер штрих-кода, функция перемешивания проб и автоматической промывки, а также функция прокалывания колпачка. Анализатор оснащен устройством для автоматического прокола колпачка пробирки.

### ***Технические характеристики:***

- *5-DIFF анализатор, 24 диагностических параметра,*
- *10 исследовательских параметров, 4 гистограммы и 1 скаттерограмма*
- *Производительность до 60 тестов в час, режимы CBC и CBC + DIFF*

- *Возможность работы с цельной и капиллярной кровью.*
- *Реагенты не содержат цианид*
- *Автоматический отбор проб и STAT*
- *Одновременная загрузка 5 штативов (50 пробирок)*
- *Объем памяти 100 000 результатов*
- *Подключение в LIS*